













**MERCATOR
MEDICAL**



Denumire produs	
Manusi Sterile	
<p>Comfort-manusi chir. pudrate latex sterile Tip de mănuși: chirurgicale, sterile; material: latex; mijloc de pudrare: amidon; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 50 perechi, 400 perechi; suprafața: ușor texturată; manșetă: margine rulată, întărită formă: anatomică; mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6,0-9,0; AQL: 1,5 proteine latex conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Comfort-manusi chir. fara pudra latex sterile tip de mănuși: chirurgicale, nepudrate, sterile; material: latex; mijloc de pudrare: -; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 50 perechi, 400 perechi; suprafața: ușor texturată; manșetă: margine rulată, întărită; formă: anatomică; mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6,0-9,0; AQL: 1,5; proteine latex conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Dermagel-manusi chir. fara pudra sterile strat intern polimeri tip de mănuși: chirurgicale, nepudrate, sterile; material: latex, strat de polimeri; mijloc de pudrare: fără, cu strat intern de polimeri; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 50 perechi, 400 perechi; suprafața: ușor texturată; manșetă: margine rulată, întărită; formă: anatomică; mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6,0-9,0; AQL: 1,5; proteine latex conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556 garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Ortopeg-manusi chir. latex fara pudra sterile ortopedie Mănuși de specialitate din latex, nepudrate, pentru ortopedie, rezistente la perforări și tăieri de culoare închisă; tip de mănuși: chirurgicale, nepudrate, sterile, pentru ortopedie cu pereți îngroșați; material: latex; mijloc de pudrare: -; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 50 perechi, 300 perechi; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată, întărită; formă: anatomică; mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6,0-9,0; AQL: 1,5; proteine latex conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	

<p>Ginoglove-manusi ginecologie chir. fara pudra sterile Tip de</p> <p>mănuși: chirurgicale, nepudrate, sterile, pentru ginecologie, cu manșetă prelungită; material: latex; mijloc de pudrare: –; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 25 perechi, 100 perechi; suprafața: ușor texturată; manșetă: margine rulată, întărită; formă: anatomică; mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6–6,5 (S), 7–7,5 (M), 8–8,5 (L); AQL: 1,5; proteine latex conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Microflex-manusi microchirurgie fara pudra extra subtiri</p> <p>tip de mănuși: chirurgicale, nepudrate, sterile, cu pereți foarte subțiri; material: latex; mijloc de pudrare: –; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 50 perechi, 300 perechi; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată, întărită; formă: anatomică, diferențiate pentru cele două mâini; mărime: 6,0–9,0; AQL: 1,5; proteine latex conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN556; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Manusi Examinare nesterile</p>	
<p>Comfort-manusi exam.pudrate latex XS,S,M,L</p> <p>tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: amidon; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL – fiecare mărime are o culoare diferită marcată pe ambalaj; AQL: 1,5; proteine conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, ISO 13485; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Comfort-manusi exam. fara pudra latex</p> <p>tip de mănuși: de examinare, nepudrate, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: –; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: puțin texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Comfort Blue-manusi exam. pudra latex albastre conforme cerintelor sistemului HACCP</p> <p>tip de mănuși: de protecție, din latex, subțiri; material: latex; culoare: albastră; mijloc de pudrare: amidon; numărul de bucăți în ambalaj: 100 bucăți; ambalaj: carton, marcat cu codul EAN; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; protejează mâinile de: detergenți, microbi, substanțe chimice; previn leziunile mecanice ale pielii. Destinate pentru persoanele care doresc să folosească mănuși în bucătărie, în gospodărie sau în grădină; pot fi folosite pentru produsele alimentare, certificat PZH, declarația de conformitate CE</p>	
<p>Santex-manusi examinare pudrate latex Tip de</p> <p>mănuși: de examinare, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: amidon; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini mărime: XS, S, M, L, XL – fiecare mărime are o culoare diferită marcată pe ambalaj; AQL: 1,5; proteine conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, ISO 13485; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	

<p>Texident-manusi exam. pudrate latex Mănuși</p> <p>de specialitate din latex, texturate, recomandate pentru stomatologi; tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: amidon; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Texident-manusi exam. nepudrate latex</p> <p>Mănuși de specialitate din latex, texturate, recomandate pentru stomatologi; tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: - ; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Texident Mint-manusi exam pudrate cu menta Mănuși de</p> <p>specialitate din latex, texturate, recomandate pentru stomatologi- cu aromă de mentă; tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: latex; culoare: verde; mijloc de pudrare: amidon; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <150μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Vinylex-manusi exam. pudrate vinil Mănuși din vinil</p> <p>recomandate pentru persoanele alergice la latex; tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: policlorură de vinil; mijloc de pudrare: amidon; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: -; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, ISO 13485; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Vinylex-manusi exam. fara pudra vinil Mănuși din</p> <p>vinil nepudrate recomandate pentru persoanele alergice la latex.; tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: policlorură de vinil; mijloc de pudrare: - ; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine de latex conținute: -; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 5 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Vinylex Blue-manusi exam. pudrate albastre vinil conforme cerintelor sistemului HACCP Mănuși</p> <p>albastre din vinil pentru persoanele care folosesc mănuși în continuu; tip de mănuși: de protecție, subțiri; material: policlorură de vinil; culoare: albastră; mijloc de pudrare: amidon; numărul de bucăți în ambalaj: 100 bucăți; ambalaj: carton, marcat cu codul EAN; suprafața: netedă; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; protejează mâinile de: detergenți, microbi, substanțe chimice; previn leziunile mecanice ale pielii. Destinate pentru persoanele care doresc să folosească mănuși în bucătărie, în gospodărie sau în grădina; pot fi folosite pentru produsele alimentare, certificat PZH, declarația de conformitate CE</p>	

<p align="center">Nitrylex-manusi exam. fara pudra nitril albastre</p> <p>Mănuși sintetice din nitril, nepudrate, recomandate pentru persoanele alergice la latex. Tip de mănuși: de examinare, nesterile; material: nitril; mijloc de pudrare: –; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine de latex conținute: –; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, ISO 13485; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Dermagel-manusi exam. fara pudra latex Mănuși</p> <p>de examinare din latex nepudrate, cu un strat intern de polimeri recomandate pentru persoanele alergice; tip de mănuși: de examinare, nepudrate, nesterile; material: latex și strat de polimeri; mijloc de pudrare: –; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: puțin texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, ISO 13488; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Ambulance-manusi latex pt. operatiuni cu risc ridicat. Mănuși de</p> <p>examinare din latex pentru proceduri cu risc ridicat. Pot fi folosite în special în serviciul de ambulanță. Sunt deosebit de rezistente la tăieturi și perforări. Tip de mănuși: de examinare, nepudrate, nesterile, cu pereți groși; material: latex; mijloc de pudrare: –; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 50 bucăți; suprafața: texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<p>Arista Black-manusi examinare negre nepudrate tip</p> <p>de mănuși: de examinare, nepudrate, nesterile; material: latex; mijloc de pudrare: –; numărul de mănuși din ambalajul unitar: 100 bucăți; suprafața: puțin texturată; manșetă: margine rulată; formă: universală, care se potrivește pentru ambele mâini; mărime: XS, S, M, L, XL; AQL: 1,5; proteine conținute: <50μg/g; în conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001; garanție: 3 ani; declarația de conformitate CE</p>	
<h2>Manusi Menaj</h2>	
<p>Mănuși de menaj cu pâslă de bumbac, care absoarbe transpirația</p> <p>tip de mănuși: de protecție, menajere, moi, elastice; material: latex; interior: bumbac, care absoarbe transpirația; numărul de bucăți în ambalaj: 1 pereche, 144 perechi, cod EAN; ambalaj: folie, descriere în diferite limbi, reciclabil; suprafața: texturată pe degete și în palmă; manșetă: prelungită; formă: mănuși diferențiate pentru cele două mâini; mărime: S, M, L; protejează mâinile de: detergenți, microbi, substanțe chimice; previn leziunile mecanice ale pielii; pot fi folosite pentru produsele alimentare, certificat PZH, declarația de conformitate CE</p>	

Echipament de unica folosinta

Halat steril, acoperit in exterior cu folie albastru, L - XXL	pret / bucata	
Halat chirurgical nesteril acoperit cu folie L-XXL	pret / bucata	
Halat vizitator, fibra (PP), elastic, nesteril albastru L - XXL	Set 10 buc, pret pe buc	
Combinezon protectie din fibra (PP), Albastru sau Alb , XXL - XXXL din fibră- Spunbond; culoare: alb, albastru; declarația de conformitate CE		
Masca fibra cu 3 straturi, cu elastic (alb, albastru, verde) cu trei straturi BFE 99%; legată cu cordon sau elastic nu conține latex; culoare: albastru, verde; declarația de conformitate CE set 50 de bucati		
Masca Hartie cu 2 straturi Mască igienică : din hârtie; cu strat dublu; strânsă cu elastic; declarația de conformitate CE	100 buc /set	
Boneta chirurgicala cu sireturi 100 buc /set		
Boneta chirurgicala cu sireturi cu insertie antitranspiratie 100buc / set		
Boneta albastru, din fibra tip CLIP (alb, albastru, verde) 100 buc /set		
Protector Incaltaminte folie culoare albastru 100 buc /set		
Sorturi folie PE albe 100 buc/set		
Manecute PE albe 100 buc/set		